

**BACCALAURÉAT SÉRIE S****Épreuve de PHYSIQUE CHIMIE  
Évaluation des Compétences Expérimentales****Sommaire**

I. DESCRIPTIF DU SUJET DESTINÉ AUX ÉVALUATEURS .....	2
II. LISTE DE MATÉRIEL DESTINÉE AUX ÉVALUATEURS ET AUX PERSONNELS DE LABORATOIRE ....	3
III. ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT .....	4
1. Proposition d'un protocole pour identifier et doser l'acide inconnu (20 minutes conseillées).....	7
2. Mise en œuvre du protocole expérimental (20 minutes conseillées).....	7
3. Identification et dosage de l'acide (20 minutes conseillées).....	8

## I. DESCRIPTIF DU SUJET DESTINÉ AUX ÉVALUATEURS

Tâches à réaliser par le candidat	<p>Dans ce sujet, le candidat doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>proposer un protocole pour identifier l'acide présent dans une solution ;</li> <li>mettre en œuvre la méthode réalisable avec le matériel disponible (titrage) ;</li> <li>exploiter les résultats obtenus afin de déterminer la nature de l'acide et déterminer la masse d'acide contenue dans une gélule.</li> </ul>
Compétences évaluées Coefficients respectifs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyser (<b>ANA</b>) : coefficient <b>2</b></li> <li>Réaliser (<b>REA</b>) : coefficient <b>2</b></li> <li>Valider (<b>VAL</b>) : coefficient <b>2</b></li> </ul>
Préparation du poste de travail	<p><u>Précautions de sécurité</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les appareils qui doivent être connectés au secteur le sont avant l'arrivée du candidat.</li> </ul> <p><u>Avant le début des épreuves</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Étalonner les pH-mètres.</li> <li>Ouvrir un logiciel type tableur-grapheur sur chaque poste.</li> </ul> <p><u>Entre les prestations de deux candidats</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier qu'aucune sauvegarde n'a été effectuée par le candidat précédent.</li> </ul>
Déroulement de l'épreuve. Gestion des différents appels.	<p><u>Minutage conseillé</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proposition d'une méthode d'identification et d'un protocole expérimental réalisable avec le matériel mis à disposition du candidat (<b>20 minutes</b>).</li> <li>Mise en œuvre du protocole expérimental (<b>20 minutes</b>).</li> <li>Détermination de la nature de l'acide et de la masse d'acide contenu dans une gélule (<b>20 minutes</b>).</li> </ul> <p><u>Il est prévu <b>deux appels obligatoires</b> et <b>un appel facultatif</b> de la part du candidat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lors de l'<b>appel n°1</b>, le professeur vérifie la stratégie et le protocole proposés.</li> <li>Lors de l'<b>appel n°2</b>, le professeur vérifie le schéma du dispositif expérimental et la première mesure puis le tracé de la courbe <math>pH = f(V)</math> réalisé avec un logiciel ou sur papier millimétré.</li> <li>Lors de l'<b>appel facultatif</b>, le professeur n'intervient qu'en cas de demande du candidat, en situation de difficulté.</li> </ul> <p>Le reste du temps, l'évaluateur observe le candidat en continu.</p>
Remarques	<p>Les fiches II et III sont à adapter en fonction du matériel utilisé par les candidats au cours de l'année.</p> <p>Pour faciliter la préparation de la solution S et si l'acide fumarique a du mal à se dissoudre, on pourra chauffer légèrement la solution à environ 40 °C.</p>

**II. LISTE DE MATÉRIEL DESTINÉE AUX ÉVALUATEURS ET AUX PERSONNELS DE LABORATOIRE**

La version modifiable de l'ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT jointe à la version .pdf vous permettra d'adapter le sujet à votre matériel. Cette adaptation ne devra entraîner EN AUCUN CAS de modifications dans le déroulement de l'évaluation.

**Paillasse candidats**

- un flacon contenant 50 mL d'une solution d'acide fumarique de concentration  $1,0 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$  dans un flacon bouché, étiqueté « solution aqueuse S contenant l'acide inconnu  $\text{H}_2\text{A}$  »
- une pissette d'eau distillée
- une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration  $2,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- deux béchers de 50 mL
- deux béchers de 100 mL
- un agitateur magnétique
- un barreau aimanté
- une burette graduée de 25,0 mL
- une pipette jaugée de 20,0 mL
- une poire à pipeter
- une éprouvette graduée de 25 mL
- un pH-mètre étalonné et sa sonde
- du papier Joseph
- un marqueur pour la verrerie
- un support pour la sonde
- un ordinateur avec un logiciel tableur-grapheur ou du papier millimétré

**Paillasse professeur**

- une solution d'acide fumarique de concentration égale à  $1,0 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$
- une clé USB contenant le tableau des valeurs de  $pH$  pour les candidats ne parvenant pas à effectuer les mesures, ainsi que la courbe représentant l'évolution du  $pH$  en fonction du volume de solution aqueuse d'hydroxyde de sodium pour les candidats ne parvenant pas à la visualiser
- prévoir une courbe  $pH = f(V)$  version papier pour les candidats ne travaillant pas en salle informatique

**Document mis à disposition des candidats**

- une notice d'utilisation simplifiée du logiciel tableur-grapheur

## III. ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

NOM :	Prénom :
Centre d'examen :	N° d'inscription :

Ce sujet comporte **cinq** feuilles individuelles sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses.  
Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L'examineur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

**CONTEXTE DU SUJET**

L'acide fumarique est un composé naturellement synthétisé par la peau lorsqu'elle est exposée au soleil. Lorsque ce processus est déficient, les personnes développent une maladie appelée psoriasis, qui se caractérise par des démangeaisons et une grande sécheresse cutanée. Certains laboratoires pharmaceutiques ont donc mis au point des gélules contenant de l'acide fumarique de synthèse.

Toutefois, la fabrication de l'acide fumarique doit être contrôlée car elle peut mener à l'un de ses diastéréoisomères, l'acide maléique, qui lui est toxique par ingestion.

***Le but de cette épreuve est de vérifier que l'acide contenu dans les gélules est bien de l'acide fumarique et de déterminer expérimentalement la masse d'acide présent dans une gélule.***

DOCUMENTS MIS À DISPOSITION DU CANDIDATDocument 1 : Extrait de la notice des gélules contre le psoriasis

Dose journalière : 1 gélule


Nombre de doses par boîte : 90

Ingrédients :Principe actif : acide fumarique, 500 mg par géluleExcipients : cellulose microscristalline, stéarate de magnésiumDocument 2 : Cartes d'identité de l'acide fumarique et de l'acide maléique

Nom usuel	Acide fumarique	Acide maléique
Formule topologique		
Toxicité	Non toxique par ingestion	Toxique par ingestion
Formule brute	$C_4H_4O_4$	$C_4H_4O_4$
Masse molaire $M_A$ en $g \cdot mol^{-1}$	116	116
$pK_a$ des couples associés	<p>L'acide fumarique et l'acide maléique sont des <b>diacides <math>H_2A</math></b>, c'est-à-dire des espèces capables de céder deux protons <math>H^+</math>. Il est alors possible de définir deux couples acido-basiques et deux valeurs de <math>pK_a</math>.</p> <div style="text-align: center;"> <math display="block">  \begin{array}{ccc}  C_4H_4O_4 &amp; C_4H_3O_4^- &amp; C_4H_2O_4^{2-} \\  H_2A &amp; HA^- &amp; A^{2-}  \end{array}  </math> </div>	
	$pK_{a1} = 3,03$ $pK_{a2} = 4,44$	$pK_{a1} = 1,83$ $pK_{a2} = 6,59$


**Document 3 : Titrage acido-basique d'un diacide**

Le titrage d'un diacide  $H_2A$  peut être réalisé avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ( $Na^+(aq)$  +  $HO^-(aq)$ ). On admet que la réaction support du titrage s'écrit :




L'allure des courbes obtenues à l'issue d'un titrage pH-métrique dépend de l'écart ( $pK_{a2} - pK_{a1}$ ) entre les deux valeurs des  $pK_a$  du diacide dosé.

- Si ( $pK_{a2} - pK_{a1}$ ) > 3, deux sauts de pH sont visibles sur la courbe  $pH = f(V)$  représentant l'évolution du  $pH$  en fonction du volume  $V$  de solution titrante versée :



On note  $V_E$  le volume équivalent mesuré au deuxième saut de pH.

- Si ( $pK_{a2} - pK_{a1}$ ) < 3, un seul saut de pH est visible sur la courbe  $pH = f(V)$  :



La masse  $m_A$  (en gramme) d'acide  $H_2A$  contenu dans un volume  $V = 20,0$  mL de solution  $S$  se calcule par la formule :

$$m_A = \frac{C_B \cdot V_E \cdot M_A}{2} \text{ avec } C_B \text{ en mol} \cdot L^{-1}, V_E \text{ en L et } M_A \text{ en g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



**Matériel mis à disposition du candidat**

- un flacon bouché contenant 50 mL d'une solution aqueuse  $S$  obtenue en dissolvant dans une fiole jaugée de 1,0 L, deux gélules contenant l'acide inconnu  $H_2A$
- une pissette d'eau distillée
- une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire  $C_B = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$
- deux béchers de 50 mL
- deux béchers de 100 mL
- un agitateur magnétique avec un barreau aimanté
- une pipette jaugée de 20,0 mL
- une burette graduée de 25,0 mL
- une poire à pipeter
- une éprouvette graduée de 25 mL
- un pH-mètre étalonné et sa sonde
- du papier Joseph
- un marqueur pour la verrerie
- un support pour la sonde
- un ordinateur avec un logiciel tableur-grapheur ou du papier millimétré

**TRAVAIL À EFFECTUER**

À l'aide des documents et du matériel disponible, proposer un protocole expérimental permettant de vérifier la nature de l'acide contenu dans la gélule et de déterminer la masse  $m_A$  d'acide contenu dans un volume  $V = 20,0$  mL de solution S. Pour cela, schématiser le montage expérimental et expliquer comment les mesures seront exploitées.

[illegible]

APPEL n°1		
	Appeler le professeur pour lui présenter le protocole expérimental ou en cas de difficulté	

## Page 7 sur 8

Mettre en œuvre le protocole expérimental et appeler le professeur avant de débiter la série de mesures.

Réaliser ensuite la série de mesures.

APPEL n°2		
	Appeler le professeur pour vérifier le montage ou en cas de difficulté	

### 3. Identification et dosage de l'acide (20 minutes conseillées)

En exploitant les résultats expérimentaux et les documents fournis, identifier l'acide présent dans la solution S et conclure sur la toxicité ou l'absence de toxicité de ces gélules.

Calculer ensuite la masse  $m_A$  définie dans le document 3. En déduire la masse d'acide contenu dans une gélule. La valeur trouvée est-elle cohérente avec la valeur déduite du document 1 ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

APPEL FACULTATIF		
	Appeler le professeur en cas de difficulté	

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.