Je voulais faire un test d'Ouchterlony avec le venin de guepe et d'abeille + un anticorp pour le venin de frelon mais j'en ai pas

Par contre j'ai des séquences protéiques allergènes donc je peux comparer celle du plus proche insecte au frelon que je trouve et je compare leurs séquences pour expliquer qques différences

OU comparer avec l'insecte le moins proche du frelon

Qu'est-ce que je fais : On etudie les sequences proteiques d'allergenes et on realise un test d'Outcherlony pour voir pour quel venin il y a un arc de precipitation

Comment je fais : On etudie sur Anagene les differentes sequences proteiques du venin de chaque insecte pour quelles sequences se rapproche le plus de celle du frelon (et cause donc les memes allergies car memes antigenes)

puis on realise un test Ouchterlony avec du venin de frelon et les vaccins contre le venin de guepe et d'abeille. Il y a un arc de precipitation qui se forme avec le vaccin efficace

Quels sont les resultats attendus : soit venin guepe soit abeille