

N°42

Ce que je fais : J'observe le liquide de la cavité palléale d'une moule afin de la comparer avec celle de l'huitre

Comment je fais :

Si elle n'est pas encore coupée, je coupe ma moule en deux

Je prélève avec ma seringue du liquide de sa cavité palléale

Je dépose une goutte sur ma lame à concavité

je la recouvre d'une lamelle

j'observe au microscope

Résultats attendus : J'attends à ce que ce qui est observé dans le microscope soit la même chose que l'image dont nous disposons sur l'immunité innée de l'huitre